

## 1513261 - HEINE Standard F.O. Poignée batterie laryngoscope - LED - 1 pc



## **Déscription**

La **poignée de batterie HEINE Standard F.O. LED** est un choix fiable pour les professionnels médicaux à la recherche d'une poignée de laryngoscope claire, durable et flexible. Grâce à la **fonction Fade-Out**, l'intensité lumineuse diminue lentement, même avec une faible capacité restante, permettant une utilisation optimale des piles (à la fois sèches et rechargeables).

## Caractéristiques principales :

- Compatible avec toutes les lames de laryngoscope selon la norme ISO 7376 (Green Standard)
- Convertible d'une poignée à piles en poignée rechargeable en remplaçant simplement l'insert inférieur
- LED en qualité HEINE LEDHQ
- Fonction Fade-Out pour une utilisation plus efficace des piles
- Durable et fiable développé selon les normes de qualité les plus élevées de HEINE



## **Spécifications**

Marque	Heine
SKU leverancier	HEINF-008.22.860
Compatible avec	Compatibel met alle laryngoscoopbladen volgens ISO 7376 (groene standaard)
sku	1513261
Rechargeable	Rechargeable
Taille	STANDARD
Type d'emballage	Pièce