

## 1513261 - HEINE Standard F.O. Poignée batterie laryngoscope - LED - 1 pc



### Déscription

La **poignée à piles HEINE Standard F.O. LED** est un choix fiable pour les professionnels médicaux recherchant une poignée de laryngoscope lumineuse, durable et flexible. Grâce à la **fonction Fade-Out**, l'intensité lumineuse diminue lentement, même avec une faible capacité restante, permettant ainsi une utilisation optimale des piles (à sec ou rechargeables).

#### Caractéristiques principales :

- **Compatible avec toutes les lames de laryngoscope** conformes à la norme ISO 7376 (Green Standard)
- **Convertible** d'une poignée à piles en poignée rechargeable en remplaçant simplement l'embout inférieur
- **LED de qualité HEINE – LEDHQ**
- **Fonction Fade-Out** pour une utilisation plus efficace des piles
- **Durable et fiable** – développé selon les normes de qualité les plus élevées de HEINE

## Spécifications

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Marque</b>           | Heine  |
| <b>SKU leverancier</b>  | HEINF-008.22.860   |
| <b>Compatible avec</b>  | Compatible avec toutes les lames de laryngoscope selon la norme ISO 7376 (standard vert) |
| <b>sku</b>              | 1513261  |
| <b>Rechargeable</b>     | Rechargeable   |
| <b>Taille</b>           | STANDARD   |
| <b>Type d'emballage</b> | Pièce  |