

## 1518936 - Biopsie punch - 8 mm - stérile - 1 x 20 pcs



### Déscription

Poinçons à biopsie jetables stériles KAI avec lame en acier inoxydable et matériau plastique antidérapant pour une prise en main précise. Taille de chaque poinçon pour une identification rapide lors de la biopsie par carottage.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Gyneas
<b>Composition</b>	Acier inoxydable, matière synthétique antidérapant
<b>Stérile</b>	Oui
	Non
<b>Produits similaires</b>	Non
<b>sku</b>	1518936
<b>Lavable/Disposable</b>	Jetable
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Taille</b>	8 mm
<b>Type d'emballage</b>	Boîte