


1022768 - PERMA-HAND™ Silk fil de suture 5/0 - 16 mm - 75 cm - FW500 - 1 pc



Déscription

PERMA-HAND™ SILK Suture est une suture chirurgicale stérile et non résorbable, composée d'une protéine organique appelée fibroïne.

Avantages

- Multifilament
- Naturé



Spécifications

Marque	Ethicon
SKU leverancier	ETHIFW500
Composition	Fibroïne
sku	1022768
Stérile	Oui
Résorbable	Non
Longueur du fil	75 cm
Couleur	Noir
Epaisseur du fil	5/0
Longueur aiguille	16 mm
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe III
Type d'emballage	Pièce