

## 1601848 - Seringues 1 ml - aiguille 27G x 1/2" - 1 x 100 pcs



## **Déscription**

Les seringues Terumo avec aiguille sont fabriquées à partir de matériaux de haute qualité qui garantissent la sécurité de l'injection et de l'administration des médicaments.

La transparence permet de reconnaître facilement les bulles d'air.

Les seringues Terumo sont dotées d'une pointe d'aiguille acérée et d'un revêtement en silicone qui rend l'insertion plus agréable.

Les seringues sont emballées stérile et portent un code couleur ISO.



## **Spécifications**

Marque	Terumo
SKU leverancier	MDSS01S2713E
Composition	<ul> <li>Seringue</li> <li>Corps: polypropylène</li> <li>Piston: polypropylène</li> <li>Joint: élastomère theromoplastique (SS-codes), caoutchouc polyisoprone (MDSS-codes)</li> <li>Lubrifiant: huile de silicone</li> <li>Aiguille</li> <li>Embase: polypropylène + maser batch</li> <li>Canule: acier inoxydable</li> <li>Colle: colle époxy</li> <li>Lubrifiant: silicone</li> </ul>
Stérile	Oui
Sans latex	Oui
Mécanisme de sécurité	Oui
sku	1601848
Contenu	1 ml
Dimensions	27G x 1/2"
Méthode de sterilisation	Oxide éthylène Rayonnement
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte