


1571707 - Schiller papier AT-101, Argus LCM, Argus Pro OP-1 printer, Defigard 5000, Defigard 6002 - 1 pc



Déscription

Papier thermique pour les imprimantes AT-101, Argus LCM, Argus Pro OP-1, Defigard 5000 et Defigard 6002. Le papier est vendu à la pièce.

Spécifications

Marque	Schiller
sku	1571707
EKG catégorie	Papier ECG
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
Type d'emballage	Pièce