

## 1541094 - HEINE poignée non rechargeable mini 3000 - 2,5v - avec 2 piles aa - 1 pc



### Déscription

Poignée compacte non rechargeable au design moderne de haute qualité, adaptée à tous les instruments Mini 3000. Tient de manière ergonomique dans la main, résiste aux chocs et a une propriété antidérapante. Avec un clip de fixation, un interrupteur marche/arrêt qui s'éteint automatiquement lorsqu'il est remis dans le sac avec une garantie de 20 000 cycles de commutation. Fait d'une partie supérieure chromée, plastique raffiné.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Heine
<b>SKU leverancier</b>	HEIND-001.79.022
<b>Compatible avec</b>	Heine mini 3000 tête d'otoscope; Heine mini 3000 tête d' dermatoscope; Heine mini 3000 tête d'ophtalmoscope; Heine mini 3000 porte abaisse-langue
<b>Taxe Bebat</b>	0.05 EUR
<b>sku</b>	1541094
<b>Rechargeable</b>	Non
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Voltage</b>	3,5 V