

## 1533488 - Hydroven 12 LymphAssist Professional



### Déscription

Hydroven® 12 et son mode unique LymphAssist™ est un système de compression pneumatique intermittente (CPI) à 12 chambres conçu pour offrir aux médecins et aux patients une option de traitement efficace du lymphœdème.

Mis au point en association avec des thérapeutes spécialisés dans le Drainage lymphatique manuel (DLM), des spécialistes du lymphœdème et des infirmières chargées du soin des plaies, Hydroven® 12 offre un traitement doux et efficace pour les patients.

L'appareil est fourni sans accessoires, voir l'onglet accessoires pour les produits assortis tels que les brassards de bras et/ou de jambes.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Huntleigh
<b>SKU leverancier</b>	316004
<b>sku</b>	1533488
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce