

## 1560201 - kBox4 Pro Platform



### Déscription

Le modèle kBox premium est le plus polyvalent et offre la plus grande surface de performance. Pour les équipes sportives, les clubs de fitness et les séances de rééducation ou de kinésithérapie.

- La plus grande surface d'entraînement
- Pour les professionnels
- Entraînement avec 1-4 Flywheel
- Inertie jusqu'à 0,280 kgm<sup>2</sup>
- kMètre intégré
- Poids : 15,5 kg
- Couleur: Midnight Blue

### Spécifications

<b>Marque</b>	Exxentric
<b>SKU leverancier</b>	18259
<b>sku</b>	1560201
<b>Réglementation Européenne</b>	2001/95/EC
<b>Type d'emballage</b>	Pièce