

## 1576326 - Assiette asymétrique Vital Ø 20 cm - blanche - 1 pc



### Déscription

L'assiette asymétrique Vital est fabriqué en mélamine, la plus belle et la plus qualitative assiette en matière synthétique. La mélamine est la matière synthétique la plus solide et la plus résistante au lave-vaisselle même industriels. L'assiette est légèrement brillante et les adaptations sont très discrètes. Le corps de l'assiette est oblique de manière à ce que la nourriture glisse d'un côté contre un bord incliné. Le dessous possède un bord antidérapant. Passe au lave-vaisselle jusqu'à à 70° C, une température à 100° C dans un programme de lavage très court (max. 1 minute) est autorisé. Ne pas utiliser de produits de vaisselle agressifs ou de l'ammoniac. Ne convient pas au micro-ondes ou à la thermo-stérilisation.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Ornamin
<b>Composition</b>	Mélamine
<b>sku</b>	1576326
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Type d'emballage</b>	Pièce