

1601340 - Lampe d'examen Carla Focus avec bras flexible 100 cm - 1 pc



Déscription

CARLA Focus est une lampe d'examen très compacte et robuste qui fournit un éclairage très focalisé avec un faisceau de 10°. Elle est donc idéale pour les examens nécessitant une grande précision. Pour une utilisation en gynécologie, la lampe peut être fixée sur le support à roulettes bas 40/60 cm PIR00555. La pince sur rail ETRPM007 permet un positionnement horizontal, idéal pour éclairer par-dessus ou par-dessous l'épaule, même en combinaison avec un colposcope.

Spécifications

Marque	lid
Commande Touchless	Non
Intensité lumineuse	9000 lux
Longueur du bras	100 cm
sku	1601340
Catégorie de lampe de recherche	Lampe d'examination
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce