

## 1541852 - Sabot Bloc open 03 avec lanière - Vert - taille 43 - 1 paire



### Déscription

WOCK® BLOC, le sabot professionnel autoclavable monobloc. Le tout nouveau sabot médical WOCK au design particulier est ergonomique, amortissant et autoclavable. La voute plantaire lisse anatomique et le chaussant en pointures unitaires assurent un confort excellent. Arseus Medical vous livre le sabot toujours avec bride pivotante inclusive et l'adhérence est certifiée SRC.

## Spécifications

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| <b>Marque</b>                           | Wock                    |
| <b>Unisexe</b>                          | Oui                     |
| <b>Anti-glisse</b>                      | Oui                     |
| <b>Antistatique</b>                     | Oui                     |
| <b>Convient pour le bloc opératoire</b> | Non                     |
| <b>Stérilisable</b>                     | Non                     |
| <b>Bride de talon</b>                   | Oui                     |
| <b>Absorption des chocs</b>             | Oui                     |
| <b>Trous de ventilation</b>             | Oui                     |
| <b>sku</b>                              | 1541852                 |
| <b>Couleur du sabot</b>                 | Vert                    |
| <b>Matériel</b>                         | Steri-tech™ polymère    |
| <b>Réglementation Européenne</b>        | 2016/425/EU - Classe II |
| <b>Taille</b>                           | 43                      |
| <b>Type d'emballage</b>                 | Paire                   |
| <b>Type de bouchon</b>                  | Bloc                    |