

## 1618651 - Mediset godet 250 ml - stéril - transparent - gradué - 110 pcs



### Déscription

Le godet Mediset transparent en polypropylène Convient pour tous les types de liquides nécessaires au traitement (peut également être utilisé pour les médicaments sous forme solide ou pour les instruments médicaux).

### Spécifications

<b>Marque</b>	Hartmann
<b>Contenu des sets stériles</b>	Cupule transparent gradué 250 ml
<b>sku</b>	1618651
<b>Blister</b>	n/a
<b>Type d'emballage</b>	Boîte