

1575542 - Pessaire Cubic T3 - 36 mm - 1 pc



Déscription

Indication et principe

le Pessaire Cubic de Gyneas est efficace dans le traitement du prolapsus de la paroi vaginale ou de la paroi utérine. La pression négative est causée par l'effet de succion.

Facilité d'utilisation

l'utilisateur peut insérer le diaphragme le matin et le retirer indépendamment le soir. Ce pessaire est également utilisé pour soutenir le périnée lors d'exercices ou de sports prolongés.

Ce pessaire existe en différentes tailles. Il est flexible, confortable et facile à utiliser, laissant le patient ou l'utilisateur autonome. Fabriqué en silicone de "qualité médicale", donc totalement sûr lorsqu'il est utilisé correctement.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Marque | Gyneas |
| Stérile | Non |
| Composition | Silicone |
| sku | 1575542 |
| Lavable/Disposable | Lavable |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe IIa |
| Taille | 36 mm |
| Type d'emballage | Pièce |