

1518051 - Brancard ELINEO - sans matelas - 1 pc



Déscription

Parce que chaque établissement a des besoins différents, le brancard Elineo offre différentes configurations qui répondent au mieux aux exigences du personnel hospitalier. Conçu pour durer et optimiser la facilité d'utilisation pour le confort des soignants et des patients, le brancard de transfert ELINEO offre une satisfaction totale et des caractéristiques essentielles dont vous avez vraiment besoin. Maniable, modulaire, sûr, facile à utiliser et offrant un confort optimal à vos patients. De plus, il a une hauteur variable de 57 à 90 cm (sans matelas).

- 4 roulettes pivotantes avec système de freinage central aux 4 coins
- Rails latéraux

Spécifications

Marque	Promotal
Composition	Structure en polyester époxy, clôtures : acier inoxydable
Résistant à l'eau	Oui
Normes	ISO 13485:2016; EN ISO 13485:2016
sku	1518051
Poids maximal de l'adulte	250 kg
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce