

## 1000675 - Opsite flexigrid - 6 x 7 cm - 1 x 100 pcs



### Déscription

Opsite Flexigrid est un film imper-respirant et un adhésif doux facile à appliquer pour maintenir les pansements en place même sur les peaux fragiles. Le matériau est confortable à porter et reste en place même pendant la douche. L'adhésif doux à base de silicone aide à minimiser la douleur lors du retrait. Idéal pour maintenir votre pansement ou masque en place et réduire les frottements pour les personnes à peau fragile.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Smith & Nephew
<b>Compresse</b>	Non
<b>sku</b>	1000675
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Couleur</b>	Transparent
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
<b>Taille</b>	6 x 7 cm
<b>Type d'emballage</b>	Boîte