


**1543267 - Tiemann sonde avec ballon 5 - 10 ml - silicone - 41 cm -
Ch 14 - vert - 1 x 10 pcs**



Déscription

La sonde de Tiemann en silicone est dotée d'une double lumière, d'un entonnoir conique proximal, d'une valve et d'un ballonnet distal. La sonde répond à la demande d'évacuation hygiénique de la vessie et de drainage postopératoire.

Spécifications

Marque	Dahlhausen
Stérile	Oui
Longueur de la sonde	41 cm
Composition	Silicone
Sans latex	Oui
sku	1543267
Couleur	Vert
Diamètre sonde	Ch 14
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
Sex	Hommes
Type d'emballage	Boîte