

## 1014512 - seringues à tuberculine 1 ml - aiguille 25G x 5/8" - 1 x 100 pcs



### Déscription

Terumo seringues stériles 3 pièces tuberculine avec aiguille et joint en caoutchouc autour du cône. Convient pour prélever du sang et injecter des liquides et des médicaments dans les muscles, les veines, le tissu adipeux, la peau et le muscle cardiaque. Cette seringue convient au dosage précis de liquides, se déplace en douceur et sans fuite grâce au joint en caoutchouc autour du cône. Le code couleur ISO s'applique.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Terumo
<b>SKU leverancier</b>	MDSS01S2516E
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Composition</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Seringue</b></li><li>• Corps: polypropylène</li><li>• Piston: polypropylène</li><li>• Joint: élastomère thermoplastique (SS-codes), caoutchouc polyisoprène (MDSS-codes)</li><li>• Lubrifiant: huile de silicone</li><li>• <b>Aiguille</b></li><li>• Embase: polypropylène + maser batch</li><li>• Canule: acier inoxydable</li><li>• Colle: colle époxy</li><li>• Lubrifiant: silicone</li></ul>
<b>Sans latex</b>	Oui
<b>Mécanisme de sécurité</b>	Non
<b>sku</b>	1014512
<b>Contenu</b>	1 ml
<b>Dimensions</b>	25G x 5/8"
<b>Méthode de stérilisation</b>	Rayonnement
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Boîte