

1543665 - Gobelet - couvercle 12 mm - transparent - 250 ml - 1 pc



Déscription

Ce gobelet est lavable au lave-vaisselle jusqu'à 65 °C et autoclavable jusqu'à 130 °C.

Spécifications

Marque	Dr. Junghans
Composition	Polypropylène
Couverture	Oui
Anse	Oui
Indication d'échelle	Non
Coupe isolante	Non
sku	1543665
Contenu	250 ml
Couleur	Transparent
Type d'emballage	Pièce