

1001361 - Sonde à fente - 12,5 cm - 1 pc



Déscription

Sonde à fente fabriquée en acier inoxydable, également appelée sonde à fente. Il s'agit d'une sonde en forme de canal où l'on peut insérer une aiguille en la faisant glisser le long de la fente.

Spécifications

Marque	Griffioen
Composition	Acier inoxydable
sku	1001361
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Taille	12,5 cm
Type d'emballage	Pièce