

1102720 - Malette médicale Bollmann Concertina grand modèle - Cuir véritable - Marron - 43 x 21 x 32 cm - 1 pc



Déscription

Esthétique et robuste, cette mallette à compartiments réglables bénéficie d'un cadre robuste en aluminium avec serrure intégrée. Elle s'ouvre sur une simple pression du doigt et se verrouille automatiquement. Intérieur en plastique dur. Compartiment à documents. Deux tablettes en mousse recevant 46 ampoules. Deux poignées pour un meilleur confort de transport. En cuir véritable, traité antirayures ou en similicuir.

Spécifications

Marque	Bollmann
Dimensions du produit	L 21 cm, H 32 cm, L 43 cm
sku	1102720
Catégorie	Mallette médicale
Couleur	Brun
Nombre de poches avant	0
Nombre de poches latérales	0
Nombre de poignées	2
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce