

1624619 - SportsArt T663M 3,2 CV DC Tapis de course - avec HRC & HTR - Affichage LED



Déscription

Le **SportsArt T663M** est spécialement conçu pour rendre les entraînements de rééducation plus efficaces et plus sûrs. Équipé d'un puissant **moteur DC de 3,2 CV** et du système d'auto-lubrification **ECO-GLIDE™** nécessitant peu d'entretien, ce tapis de course allie durabilité et technologie innovante.

Grâce aux **barres d'appui médicales prolongées**, au **système d'amorti MyFlex+**, à la possibilité de **vitesse de marche inversée** et à un **filtre de fuite microampère**, cet appareil est idéal pour une utilisation en milieu de rééducation. Avec une **plage de vitesses de -3,0 à 10 mph (0,1 à 16 km/h)**, une **vitesse de démarrage SafeStart™ de 0,1 mph (0,2 km/h)** et plusieurs programmes d'entraînement préprogrammés, le T663M offre une expérience d'entraînement polyvalente et confortable.

Caractéristiques principales

- **Tapis de course bidirectionnel** : adapté à la marche rétrograde et à l'analyse de la marche
- **Sécurité en contexte médical** : conforme aux normes UL pour les fuites de courant
- **Barres d'appui médicales complètes** avec sections pédiatriques basses pour une stabilité accrue
- **Système d'auto-lubrification ECO-GLIDE™** pour un entretien minimal
- **Système d'amorti omni-directionnel MyFlex+** pour un entraînement respectueux des articulations
- **Vitesse SafeStart™ de 0,1** en marche avant et arrière

Spécifications

- **Poids de l'appareil** : 167 kg (367,4 lbs)
- **Dimensions (L x l x H)** : 211,4 x 97,9 x 147,9 cm
- **Plage de vitesses** :

- Marche arrière : 0,1–4,8 km/h (0,1–3,0 mph)

- Marche avant : 0,1–16 km/h (0,1–10 mph)

- **Poids utilisateur maximal** : 180 kg (400 lbs)

Spécifications

Marque	SportsArt
sku	1624619
Poids	167 kg
Poids maximal de l'adulte	180 kg
Type d'emballage	Pièce