

1574577 - TL 45 lampe de thérapie à la lumière du jour Perfect Day - 1 pc



Déscription

La lampe de luminothérapie imite la lumière naturelle du soleil pendant une journée. La lampe prend en charge les différentes phases de travail et de repos d'une journée de travail : thérapie, concentration et relaxation. Pour un meilleur bien-être pendant les mois avec moins de soleil, avec la technologie LE économe en énergie.

- 10 000 lux (distance de 20 cm)
- Sans UV
- 3 réglages de température de couleur : actif, thérapie et relaxation

Spécifications

Marque	Beurer
Dimensions du produit	L 20 cm, H 6.2 cm, L 25 cm
SKU leverancier	60813
Puissance	25 W
Distance	20 cm
Intensité lumineuse	10000 lux
sku	1574577
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce