

## 1546234 - Linido châssis suspendu réglable en hauteur pour assise douche - inox/blanc - 1 pc



### Déscription

Châssis suspendu réglable en hauteur pour assise de douche, peut uniquement être fixé aux supports muraux Ergogrip LI2611.060, LI2611.070 et LI2611.080, au support mural à 90° LI2611.023-24 et au support mural d'angle horizontal LI2611.015 et LI2611.025. À utiliser avec pied support appui rattable LI2241.201.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Linido
<b>SKU leverancier</b>	LI2216.0024-02
<b>Accoudoirs</b>	Non
<b>Dossier</b>	Non
<b>Pliable</b>	Non
<b>sku</b>	1546234
<b>Catégorie assise de douche</b>	Accessoires assise de douche
<b>Couleur</b>	Inox/blanc
<b>Poids max. de l'utilisateur</b>	n/a
<b>Type d'emballage</b>	Pièce