

1101263 - Texa - tampons alcoolisés - emballage individuels - 1 x 100 pcs



Déscription

Les **lingettes alcoolisées Texa** sont spécialement conçues pour **désinfecter la peau** en préparation d'une injection ou d'une prise de sang, mais conviennent également parfaitement pour le **nettoyage de petits matériels médicaux** et la **désinfection intermédiaire de petites surfaces**.

Ces **lingettes non tissées** sont imprégnées de **70** % **d'alcool isopropylique** et sont **emballées individuellement** pour éviter l'évaporation de l'alcool. Cela garantit une efficacité maximale et une facilité d'utilisation au moment où vous en avez besoin – tant en pratique clinique que dans des situations de soins mobiles ou à domicile.



Spécifications

Marque	Texa
Sans alcool	Non
Nombre de pièces	100
Composition	Non-tissé
Sans latex	Oui
sku	1101263
Stérile	Non
Taille	3 x 3 cm
Type d'emballage	Boîte