

## 1101263 - Texa - tampons alcoolisés - emballage individuels - 1 x 100 pcs



### Déscription

Les **lingettes alcoolisées Texa** sont spécialement conçues pour **désinfecter la peau** en préparation d'une injection ou d'une prise de sang, mais conviennent également parfaitement pour le **nettoyage de petits matériels médicaux** et la **désinfection intermédiaire de petites surfaces**.

Ces **lingettes non tissées** sont imprégnées de **70 % d'alcool isopropylique** et sont **emballées individuellement** pour éviter l'évaporation de l'alcool. Cela garantit une efficacité maximale et une facilité d'utilisation au moment où vous en avez besoin – tant en pratique clinique que dans des situations de soins mobiles ou à domicile.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Texa
<b>Sans alcool</b>	Non
<b>Nombre de pièces</b>	100
<b>Composition</b>	Non-tissé
<b>Sans latex</b>	Oui
<b>sku</b>	1101263
<b>Stérile</b>	Non
<b>Taille</b>	3 x 3 cm
<b>Type d'emballage</b>	Boîte