

1543561 - TL lampe de thérapie à la lumière du jour - 1 pc



Déscription

Cette lampe aide à traverser les journées courtes en hiver en fournissant une portion quotidienne de lumière du jour. Idéal pour votre bureau, votre chambre ou en déplacement. Une taille compacte avec la technologie LED à économie d'énergie fournit un éclairage lumineux et uniforme, et est également sans rayons UV.

Spécifications

Marque	Beurer
Dimensions du produit	L 15.6 cm, H 2.6 cm, L 23.6 cm
SKU leverancier	60805
Puissance	7.8 W
Distance	10 cm
Intensité lumineuse	10000 lux
sku	1543561
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce