

## 1543561 - TL lampe de thérapie à la lumière du jour - 1 pc



### Déscription

Cette lampe aide à traverser les journées courtes en hiver en fournissant une portion quotidienne de lumière du jour. Idéal pour votre bureau, votre chambre ou en déplacement. Une taille compacte avec la technologie LED à économie d'énergie fournit un éclairage lumineux et uniforme, et est également sans rayons UV.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Beurer
<b>Dimensions du produit</b>	L 15.6 cm, H 2.6 cm, L 23.6 cm
<b>SKU leverancier</b>	60805
<b>Puissance</b>	7.8 W
<b>Distance</b>	10 cm
<b>Intensité lumineuse</b>	10000 lux
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce