

1626683 - Ront - Spray anti-punaises de lit 520 ml - 12 pcs



Déscription

Traitement pour la désinfection des espaces intérieurs

Le traitement anti-parasites domestiques contre les punaises de lit est recommandé pour la désinfection des textiles dans les établissements de soins (comme les maisons de repos), écoles, centres de vacances, hôtels ainsi que pour un usage privé. Ce traitement a été spécialement développé pour une application sur boxsprings, matelas, coussins, tapis, carpettes, plaids, fauteuils, valises et canapés. Le produit est inodore et conserve son efficacité pendant plusieurs semaines.

Complément indispensable

Ce traitement est un complément aux traitements médicamenteux prescrits par les médecins pour les personnes. Traiter uniquement la personne ne suffit pas à lutter contre les punaises de lit. L'environnement doit également être traité en profondeur pour une solution efficace et durable.

Mode d'emploi

- Pulvériser le produit pendant 3 à 4 secondes dans l'air ou vaporiser-le directement à environ 20 cm des surfaces à traiter.
- Aérer la pièce pendant 2 heures après application et aspirer ensuite les surfaces traitées.
- Ne laissez pas de taches sur les tissus.
- Ne pas pulvériser à proximité d'animaux à sang froid (comme les poissons, serpents, tortues, etc.).

Spécifications

Marque	Euromedis
Ingrédients	Actifs Biocides: USAGE TP 18 · CONTIENT : PIPERONYL BUTOXYDE (CAS N° 51-03-6) : 0.64% M/M. 1R-TRANS PHENOTHRIN (CAS N° 26046-85-5) : 0.18% M/M. PERMÉTHRINE (ISO) (CAS N° 52645-53-1) : 0.10% M/M. GÉRANIOL (CAS N° 106-24-1) : 0.01% M/M.
sku	1626683
Contenu	520 ml
Type d'emballage	Carton