

## 1532462 - Perfektan TB - 2 litres - 1 pc



### Déscription

Perfektan TB est un désinfectant actif et économique pour instruments, respectueux des matériaux, destiné à un usage clinique quotidien. Grâce à son exceptionnel pouvoir antimicrobien, il assure une grande protection personnelle lors du traitement des instruments. Perfektan TB de Dr. Schumacher se distingue par son parfum agréable, grâce à sa formulation sans aldéhyde, et est adapté à l'utilisation sur tous types d'instruments médicaux. Idéal pour la désinfection et le nettoyage des instruments. Convient pour une utilisation dans les bains à ultrasons.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Dr Schumacher
<b>Ingrédients</b>	100 g de solution contient : 3,75 g de guanidinium diacétate de cocospropylendiamine, 5,63 g de propionate de didecylméthoxyéthylammonium.
<b>sku</b>	1532462
<b>Contenu</b>	2000 ml
<b>Type d'emballage</b>	Pièce