

## 1532218 - FreeStyle Precision Neo - startkit - 1 pc



## **Déscription**

Freestyle Precision Neo est un lecteur de glycèmie simple, fiable et très précis, il fournit des résultats rapides, précis et fiables en 5 secondes et a une mémoire jusqu'à 1000 enregistrements de tests de glucose. Ne nécessite aucun étalonnage, le kit contient 1 lecteur de glycémie FreeStyle Precision Neo, 1 autopiqueur, 10 lancettes, 1 étui de transport, 1 manuel d'utilisation.

## **Spécifications**

Marque	Abbott
Taxe Bebat	0.05 EUR
Code de vérification	Non
Transfert de données par wifi	Non
sku	1532218
Catégorie de glucomètre	Glucomètres et bandelettes
Réglementation Européenne	IVD 98/79/EC
Type d'emballage	Pièce