

## 1552186 - SONOPULS 490 - 2 têtes de traitement à ultrason (grande + petite)



### Déscription

Applications avec des fréquences d'ultrason de 1 MHz et de 3 MHz avec possibilité d'utilisation d'une petite et d'une grande tête de traitement. Le Sonopuls 490 est également disponible en combiné avec le pack STATUS mains-libres (Sonopuls 490s).

Le Sonopuls 490 se caractérise par un design élégant et une commande par écran tactile TFT couleur. En quelques effleurements seulement, vous avez défini le bon protocole.

Le Sonopuls 490 peut être muni (en option) d'une alimentation par batterie, ce qui permet une liberté de mouvement. Vous pouvez ainsi facilement emporter le Sonopuls 490 avec vous, l'appareil est toujours prêt à être utilisé.

### Caractéristiques

- 2 fréquences de traitement : 1 et 3 Mhz
- Modes continu et pulsés
- 25 protocoles pré-programmés + 20 programmes libres
- Ecran TFT couleur, tactile
- Tête de traitement 5 cm<sup>2</sup> et 0.8 cm<sup>2</sup> ergonomique
- Contrôle de contact lumineux
- Zones de thérapie en couleur, planches anatomiques couleur sur les différents traitements

## Spécifications

<b>Marque</b>	Enraf-Nonius
<b>sku</b>	1552186
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce