

1543647 - Bassin réniforme - 24 cm - polyéthylène - blanc - 1 pc



Déscription

Bassin réniforme multifonctionnel en polyéthylène avec un large spectre d'utilisation dans les cabinets médicaux, les hôpitaux et les centres de soins résidentiels pour recueillir les fluides corporels afin d'y déposer les instruments en fonction de leur utilisation avant le nettoyage.

Spécifications

Dimensions du produit	L 24 cm
Composition	Polyéthylène
sku	1543647
Couleur	Blanc
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce