

# 1625190 - HEINE EasyClean LED – manche de laryngoscope à piles – 1 pc



### **Déscription**

Le Poignée de laryngoscope HEINE EasyClean LED SHORT établit une nouvelle norme en matière d'hygiène, de sécurité et de performance. Grâce à son design innovant, la poignée est 100 % étanche et peut être immergée sans problème pour une désinfection de haut niveau ou utilisée lors de processus de stérilisation à basse température tels que STERRAD® et STERIS® – sans avoir besoin de retirer les piles ou l'unité LED.

#### Caractéristiques principales

#### Hygiène & Sécurité

- 100 % étanche ? adapté à la désinfection par immersion et à la stérilisation à basse température
- Technologie LED autoclavable : l'unité lumineuse ne doit pas être retirée, seules les piles lors de l'autoclavage
- Reprocessing simple et sécurisé pour une hygiène maximale
- Design antidérapant "Wave" ? améliore la prise en main et la fiabilité lors de la désinfection intermédiaire par essuyage

#### LED en qualité HEINE (LEDHQ)

- Luminosité maximale : jusqu'à 3 fois plus lumineuse que la lumière halogène conventionnelle
- Rendu des couleurs optimal grâce à un indice de rendu des couleurs (IRC) élevé
- Gestion thermique ? intensité lumineuse stable sans surchauffe
- Durée de vie quasi illimitée de la LED

#### **Utilisation & Compatibilité**



- Durée d'utilisation typique : 10 heures d'utilisation continue
- Compatible avec toutes les lames de laryngoscope selon la norme ISO 7376 (Standard vert)

## **Spécifications**

SKU leverancier	HEINF-008.22.820
Compatible avec	Classic+ Mac 0, XP Mac 1, Classic+ Miller 00
sku	1625190
Rechargeable	Non rechargeable
Type d'emballage	Pièce