

## 1005754 - Uro-tainer® M - nacl 0,9% - 100 ml - 1 x 10 pcs



### Déscription

L'UroTrainer® M est un système fermé prêt à l'emploi à usage unique pour le rinçage de la vessie et du cathéter, effectué à l'aide d'un cathéter à usage unique ou à demeure.

L'UroTrainer® M se compose d'une poche en plastique de 100 ml contenant une solution stérile, d'un tube flexible avec un clamp et d'un embout de cathéter.

L'embout universel du cathéter est muni d'un bouchon inviolable, ce qui élimine le risque de contamination.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Braun
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Composition</b>	Chlorure de sodium 0,9% - pH=7
<b>Normes</b>	EN ISO 13485:2016
<b>sku</b>	1005754
<b>Contenu</b>	100 ml
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Sex</b>	Unisex
<b>Type d'emballage</b>	Boîte