

1609410 - Braun B. Sacs urinaires adhésifs - stériles - 200 ml - pour filles - 100 pièces



Déscription

Sac collecteur transparent avec surface adhésive et forme anatomiquement adaptée. Le modèle sans goutte est utilisé lorsque le sac reste en place pendant une période limitée, jusqu'à 30 minutes, notamment pour les examens cyto bactériologiques.

Indiqué pour les examens cyto bactériologiques. Les poches urinaires Urinocol® Pediatric sont des dispositifs médicaux stériles. Non couvertes par la liste des produits et services remboursables. Lisez attentivement les instructions dans la notice et/ou sur l'étiquette.

Spécifications

Marque	Braun
sku	1609410
Stérile	Oui
Possibilité de vidange	Non
Type d'emballage	Boîte