

## 1626532 - Fico Protection de Barrière de Lit – Type 2 - modèle demi - 1 pc



### Déscription

Le **Protecteur de barres de lit Type 2** de Fico est spécialement conçu pour les situations nécessitant une protection maximale et une absorption des chocs, comme chez les patients agités ou à risque de chute. Ce protecteur barres de lit de haute qualité est équipé d'un **noyau en mousse épais et dur** et offre une **protection sur 3 côtés** : sur le dessus de la barrière, du côté intérieur vers le patient et du côté extérieur vers le personnel soignant.

Grâce à sa conception ingénieuse avec un côté court et un côté long, cette protection de barres de lit est flexible et peut être utilisée des deux côtés de la barrière ou même en tête et pied de lit. Idéal pour les **hôpitaux, maisons de repos, services de réadaptation** et autres environnements de soins où la sécurité et l'hygiène sont prioritaires.

### Principaux avantages

- **Absorption maximale des chocs** grâce à un noyau en mousse épais et ferme
- **Protection sur 3 côtés** évitant les blessures chez les patients et le personnel soignant
- **Polyvalent** – adapté à différents côtés du lit ainsi qu'à la tête et au pied de lit
- **Housse en PU ajustée** – hygiénique, étanche, antiallergique et retardatrice de flamme
- **Entretien facile** et nettoyage rapide
- **Ajustement professionnel** parfaitement adapté à la plupart des barrières de lit standard
- **Disponible avec ou sans boucles clipsables** pour une fixation solide

### Spécifications techniques

- Dimensions : **39 x 90 cm**
- Matériau : **Noyau en mousse haute densité**, housse en PU
- Nettoyage : **Désinfectable, résistant à l'eau et à la saleté**
- Fixation : **Avec ou sans boucles clipsables**
- Convient pour : **Usage intensif en établissements de soins**

## Applications

- Patients avec un risque accru **de chute ou agitation motrice**
- Protection lors des **transferts, soins d'hygiène ou repositionnements**
- Idéal pour une utilisation en **gériatrie, réadaptation, psychiatrie** et soins de longue durée

## Spécifications

<b>Marque</b>	Fico
<b>Dimensions du produit</b>	L 39 cm, L 90 cm
<b>sku</b>	1626532
<b>Type d'emballage</b>	Pièce