


1546248 - Linido appui fixe 70 cm - acier époxy - blanc - 1 pc



Déscription

Support de toilette fixe avec tube de diamètre 28,6 mm, en métal avec revêtement époxy blanc. Charge statique verticale max. 150 kg, charge statique latérale max. 100 kg.

Spécifications

Marque	Linido
SKU leverancier	LI2601.0701-02
sku	1546248
Catégorie appuis pour toilette	Appuis pour toilette fixes
Charge horizontale maximale	150 kg
Charge latérale maximale	100 kg
Couleur	Blanc
Longueur appui toilette	700 mm
Matériel	Acier époxy
Type d'emballage	Pièce