

## 1543434 - Pèse-bébé digitale BY80 - 1 pc



### Déscription

Peser un bébé qui se tortille est désormais un jeu d'enfant, le poids peut être enregistré correctement même si le bébé bouge grâce au pèse-bébé avec fonction de maintien automatique et manuel. Avec un écran LCD, une surface de pesée incurvée et une fonction de mise en marche. Grâce aux pieds antidérapants et résistants à l'usure, le bébé ne glisse pas. La balance s'éteint automatiquement.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Beurer
<b>Taxe Bèbat</b>	0.05 EUR
<b>Mémoire</b>	Non
<b>Calibré</b>	Non
<b>Avec tige de mesure</b>	Non
<b>Indication de l'IMC</b>	Non
<b>Fonction de mise en marche automatique</b>	Oui
<b>Fonction d'arrêt automatique</b>	Oui
<b>Poids max.</b>	20 kg
<b>sku</b>	1543434
<b>Classe pèse personnes</b>	n/a
<b>Gradation pèse-personnes</b>	5 g
<b>Réglementation Européenne</b>	2014/30/EU
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type d'échelle</b>	Pèse-bébés numériques