

1543434 - Pèse-bébé digitale BY80 - 1 pc



Déscription

Peser un bébé qui se tortille est désormais un jeu d'enfant, le poids peut être enregistré correctement même si le bébé bouge grâce au pèse-bébé avec fonction de maintien automatique et manuel. Avec un écran LCD, une surface de pesée incurvée et une fonction de mise en marche. Grâce aux pieds antidérapants et résistants à l'usure, le bébé ne glisse pas. La balance s'éteint automatiquement.

Spécifications

Marque	Beurer
Mémoire	Non
Calibré	Non
Poids max.	20 kg
Avec tige de mesure	Non
Indication de l'IMC	Non
Taxe Bepat	0.05 EUR
Fonction de mise en marche automatique	Oui
Fonction d'arrêt automatique	Oui
sku	1543434
Classe pèse personnes	n/a
Gradation pèse-personnes	5 g
Réglementation Européenne	2014/30/EU
Type d'emballage	Pièce
Type d'échelle	Pèse-bébés numériques