

1602000 - Purell Advanced gel alcoolique avec pompe - 1 L - 6 pcs



Déscription

Le désinfectant pour les mains Purell Advanced sous forme de gel peut être utilisé pour la désinfection hygiénique et chirurgicale des mains. Le désinfectant pour les mains ne contient ni colorants ni parfums et, grâce à ses composants hydratants, il assure une sensation agréable sur la peau après utilisation. Purell Advanced est compatible avec les gants en latex, en nitrile et en vinyle, il est non sensibilisant et possède un large spectre d'action.

Spécifications

Marque	Gojo Prodene Klint
Composition	63,17% d'alcool, d'alcool isopropylique et de glycérine
sku	1602000
Normes	EN 4120: 2007
Contenu	1 l
Forme physique	Gel d'alcool
Odeur	Non parfumée
Type d'emballage	Carton