

1543959 - Renol protections barrières - 190 x 40 cm - paire



Déscription

Les protections barrières se fixent aux barrières à l'aide de huit fixations boucles (quatre par pièce). Elles protègent des chocs contre les barreaux et permettent d'éviter au patient de s'y coincer un membre. Les fibres siliconées denses et compactes assurent une protection anti-choc maximale. Le recouvrement en PU est lavable en surface.

Spécifications

Marque	Renol
SKU leverancier	RCP10195
Ignifuge	Non
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
sku	1543959
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Système de fixation	Avec boucles et clips
Taille	190 x 40 cm
Type d'emballage	Paire