

1544086 - Renol couverture de sécurité - jaune - 1 pc



Déscription

La couverture de sécurité permet de maintenir parfaitement le patient dans le lit tout en lui laissant une totale liberté de mouvement. La personne peut se positionner d'elle-même en décubitus dorsal, latéral ou ventral sans aucun risque de chute. Ne convient pas aux personnes agitées.

Simple d'utilisation, elle se place tout autour du matelas grâce à deux sangles en nylon qui se fixent avec des attaches velcro.

Elle se ferme complètement par un système de fermeture éclair dont

l'embout n'est accessible qu'au pied du lit de sorte que le patient ne peut l'atteindre lui-même. Des petites ouvertures latérales permettent l'utilisation

facile de sondes ou de tubes. Son usage s'adresse plutôt à des personnes âgées qu'à des patients trop agités dont la souplesse ou la force permettraient de s'en dégager.

Elle est élaborée en coton épais dont la légère élasticité offre plus de souplesse. Cette légère élasticité du tissu permet l'adaptation de la couverture à tous les matelas.

Nettoyage en machine.

Spécifications

Marque	Renol
SKU leverancier	RFM61010
Options nécessaires	1 serrure et 1 clé
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
sku	1544086
Catégorie de fixation	Accessoires pour ceintures
Fermeture	Velcro
Largeur ceinture	Ne s'applique pas
Largeur sangles	Ne s'applique pas
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Taille de fixation	S – M
Type d'emballage	Pièce
Type de fixation	Ne s'applique pas
Usage de la fixation	Au lit/brancard