

1546293 - Linido appui mural courbé 90° - 500 x 1000 mm - inox poli/antracite: droite - 1 pc



Déscription

Le support mural 90° est recommandé pour une utilisation dans les douches ou les baignoires. La partie horizontale du support permet de se tenir debout dans la douche et d'effectuer des transferts. La partie verticale, en combinaison avec un support de pomme de douche, forme une barre coulissante sûre qui sert également de support. Grâce à la longueur de la section verticale, le support de pomme de douche est suffisamment réglable pour les utilisateurs debout ou assis. Le support à 90° est facile à assembler. Après le montage, les points de fixation facilement accessibles sont recouverts de couvercles en plastique. La troisième bride du support à 90° assure une stabilité et une sécurité supplémentaires.

Spécifications

Marque	Linido
SKU leverancier	LI2611.0042-11
Angle de pliage de 60°	Oui
sku	1546293
Produits similaires	Non
Appui mural	500 x 1000 mm
Catégorie supports muraux	Appuis mureaux courbés
Couleur	Inox poli/anthracite
Matériel	Inox pli
Type d'emballage	Pièce