

1519128 - Doigtier legueu polyéthylène propre - stérile - 100 pcs



Déscription

Le doigtier legueu médical en polyéthylène non-stérile sont adaptés pour les examens gynécologiques réalisés par les médecins, les gynécologues et les sages-femmes. Ces gants médicaux à deux doigts préviennent les contaminations croisées et ne contiennent pas de latex.

Avantages:

- Sans latex
- En polyéthylène
- Non poudrés

Spécifications

Marque	Gyneas
sku	1519128
Poudré	Non
Composition	Polyéthylène
Stérile	Oui
Produits similaires	Oui
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe Is
Stérile	Oui
Type d'emballage	Sac