

1553218 - Mambo Max Balance Trainer Ø 45 cm - 1 pc



Déscription

Le Max Mambo est idéal pour l'entraînement de l'équilibre. Il est utilisé pour reconstruire et renforcer le sens de l'équilibre, la coordination, la réactivité et la motricité. Il est également idéal pour la reconstruction des muscles. Le niveau de difficulté peut ainsi être modifié en soufflant de l'air supplémentaire ou en dégonflant.

Allongé, à genoux, assis, ou pour un mouvement intense, le Max Mambo Balance Trainer peut être utilisé pour toutes les applications. En outre, ils peuvent tout simplement être incorporés dans la réhabilitation avec d'autres appareils de revalidation.

Il y a 2 variantes:

- Un bleu avec un diamètre de 45 cm
- Un rouge avec un diamètre de 60 cm

Tous les deux ont une capacité de 100 kg de charge.

Spécifications

Marque	MVS
sku	1553218
Réglementation Européenne	2001/95/EC
Type d'emballage	Pièce