

## 1561365 - ACTIBACK 1000



### Déscription

Appareil d'évaluation et de rééducation pour les pathologies liées aux rachis par auto- redressement. ACTIBACK est un appareil plus fonctionnel et très efficace par rapport aux méthodes classiques de renforcement par auto-redressement.

L'ACTIBACK 1000 mesure les déficits musculaires du dos sur des paramètres de force, d'endurance des muscles paravertébraux (psoas, transverse de abdomen),

d'évaluation des qualités musculaires, de dynamisation axiale en améliorant la souplesse vertébrale et d'action proprioceptive.

Grâce à un entraînement spécialisé, l'ACTIBACK améliore la qualité des muscles profonds de manière considérable et objective. De ce fait, cet outil aide le patient à retrouver l'ensemble de ses capacités musculaires initialement insuffisantes.

### Caractéristiques

- Rééducation rachidienne
- Entretien musculaire préventif et esthétiques
- Rééducation respiratoire
- Rééducation de l'équilibre
- Rééducation post-natale
- Rééducation posturale en position debout

## Spécifications

<b>Marque</b>	Actiback
<b>sku</b>	1561365
<b>Type d'emballage</b>	Pièce