

1104879 - HEINE set d'otoscope mini 3000 fo avec poignée et étui - 2,5v - halogène - 1 pc



Déscription

Ensemble d'otoscopes modernes avec poignée et tête en 2 pièces dans un design unique et compact fonctionne avec F.O. éclairage à fibre optique. Dispose d'une fenêtre de visualisation d'un grossissement 3x et d'une surface de boîtier optimisée pour des images nettes et une réflexion minimale et d'une fenêtre de visualisation pivotante. Le test pneumatique du tympan est effectué à l'aide du port d'insufflation et du connecteur en option. Avec un clip de montage avec interrupteur marche/arrêt intégré, il s'éteint automatiquement lorsque la pression est placée dans la boîte de rangement. 20 000 cycles de commutation On et Off garantis.

Spécifications

| | |
|---------------------------|---|
| Marque | Heine |
| SKU leverancier | HEIND-851.10.021 |
| Taxe Bebat | 0.05 EUR |
| Inclus dans le produit | Tête d'otoscope Mini 300 FO - 2,5V - halogène; poignée non rechargeable inclusive 2 piles AA; 4 spéculums réutilisables 2,4 - 3 - 4 - 5 mm; 5 spéculums jetables 2,4 mm; 5 spéculums jetables 4 mm; étui rigide |
| sku | 1104879 |
| Agrandissement | 3 x |
| Catégorie otoscopes | Set d'otoscope |
| Illumination | Halogène |
| Poignée otoscope | Poignée non rechargeable |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| Taille set d'otoscope | Taille de poche |
| Type d'emballage | Pièce |
| Voltage | 2,5 V |