

1104879 - HEINE set d'otoscope mini 3000 fo avec poignée et étui - 2,5v - halogène - 1 pc



Déscription

Ensemble d'otoscopes modernes avec poignée et tête en 2 pièces dans un design unique et compact fonctionne avec F.O. éclairage à fibre optique. Dispose d'une fenêtre de visualisation d'un grossissement 3x et d'une surface de boîtier optimisée pour des images nettes et une réflexion minimale et d'une fenêtre de visualisation pivotante. Le test pneumatique du tympan est effectué à l'aide du port d'insufflation et du connecteur en option. Avec un clip de montage avec interrupteur marche/arrêt intégré, il s'éteint automatiquement lorsque la pression est placée dans la boîte de rangement. 20 000 cycles de commutation On et Off garantis.

Spécifications

Marque	Heine
SKU leverancier	HEIND-851.10.021
Inclus dans le produit?	Tête d'otoscope Mini 300 FO - 2,5V - halogène; poignée non rechargeable inclusive 2 piles AA; 4 spéculums réutilisables 2,4 - 3 - 4 - 5 mm; 5 spéculums jetables 2,4 mm; 5 spéculums jetables 4 mm; étui rigide
Taxe Bebat	0.05 EUR
sku	1104879
Agrandissement	3 x
Catégorie otoscopes	Set d'otoscope
Illumination	Halogène
Poignée otoscope	Poignée non rechargeable
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille set d'otoscope	Taille de poche
Type d'emballage	Pièce
Voltage	2,5 V