

## 1574991 - Solar 185 - lève-personne passif - fleau 3-points - 1 pc



### Déscription

Le Solar 185 est un lève-personne mobile conçu pour être utilisé dans les maisons de retraite, les hôpitaux et les centres de soins ainsi que dans les environnements de soins à domicile. Le lève-personne peut transférer une personne d'un lit à une chaise/fauteuil roulant, d'une chaise à une autre chaise et d'une chaise aux toilettes. La conception et la forme du crochet offrent à l'utilisateur un espace pour un transfert plus détendu. Les pieds incurvés offrent un accès plus large au sol, aux grandes chaises ou aux fauteuils roulants. Les crochets sur les pièces brevetées assurent toujours la sécurité, la fixation de l'élingue est sûre et facile.

- Réglage électrique des jambes avec une largeur maximale de 920 mm (peut être utilisé avec des chaises larges et des fauteuils roulants)
- Châssis étroit et stable qui passe à travers la plupart des portes d'une largeur de 700 mm)
- Surfaces lisses faciles à nettoyer sans contours
- Plage de levage haut-bas de 680 mm à 1980 mm

## Spécifications

<b>Marque</b>	Ergolet
<b>Taxe Bepat</b>	0.06 EUR
<b>sku</b>	1574991
<b>Poids maximal de l'adulte</b>	185 kg
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce